

AEROcheck®

Finger-Pulsoximeter



Pulsoximetrie

Spot-Check Messung | SpO₂ und Puls

AEROcheck®

Finger-Pulsoximeter

AEROcheck® - P011-FCH Finger-Pulsoximeter

Handliches Finger-Pulsoximeter zur Messung der partiellen Sauerstoffsättigung.
Überall einsetzbar: Komfortabel, schnell und präzise.

Genau

- Anzeigen:
SpO2 | Pulsfrequenz | Pulsintensität
Plethysmogramm | Batteriekapazität
- Klinisch geprüfte Messgenauigkeit

Übersichtlich

- Zweifarb-Display auf Knopfdruck
360° verstellbar (6 Anzeigemodi)

Handlich

- Tragbares Leichtgewicht (60 g)
- Bequemer Transport in der Aufbewahrungstasche

Ausdauernd

- ca. 30 Std. Dauerbetrieb
- Optischer Batterie-schwach-Alarm

Langlebig

- Hochwertige Materialien und Verarbeitung
- Fingerhülle aus hochqualitativem Silikon
- Stabiles Batteriefach mit aufklappbarem Batteriefachdeckel



Vielseitige Einsatzbereiche

- Krankenhaus / Klinik
- Homecare
- Arztpraxis
- Weitere med. Einrichtungen
- Privat
- Sportbereich

Einsetzbar bei: Kindern und Erwachsenen

„In seiner Qualität einzigartig!“



Soft-Slip Fingerhülle



Robuster Federmechanismus



Aufklappbarer Batteriefachdeckel

Einfache Anwendung

Automatische Ein- / Ausschaltfunktion

3 Schritte - 1 Ergebnis

- Aufklappen
- Finger einlegen
- Messwerte ablesen

fertig!



Ein-Tasten-Bedienung
für Displayanzeige
und Helligkeit



360°
Verstellbares
Display

Angenehme Haptik
durch Silikon-Fingerhülle

Aufbewahrung und Transport

Flexibel | Vielseitig | Geschützt

Aufbewahrungstasche

- Halteband
- Gürtelschlaufe
- Befestigungsöse



Halteband



Gürtelschlaufe

*„Immer
und überall
dabei!“*



Hochwertiges Nylon strapazierfähig verarbeitet

Lieferumfang und Technische Daten

- ① Finger-Pulsoximeter | ② Batterien | ③ Halteband
 ④ Aufbewahrungstasche | ⑤ Gebrauchsanweisung

Spezifikation	Modell	
	P011-FCH (REF: HP011-FCH)	
Abmessungen (BxHxT)	60 x 34 x 38 mm	
Gewicht	60 g inkl. Batterien	
int. Stromversorgung	Batterien: 2 Stück AAA - Alkali-zelle 1,5 Volt	
Betriebsdauer	ca. 30 Std.	
SpO ₂	Anzeigebereich	0% - 99%
	Messbereich	70% - 99%
	Auflösung	1%
Puls	Anzeigebereich	0 bpm - 254 bpm
	Messbereich	30 bpm - 235 bpm
	Auflösung	1 bpm
Anzeigen	SpO ₂ , Plethysmogramm, Pulsfrequenz, Pulsanzeige	
Alarm (optisch)	Batterie-schwach-Anzeige	
Betriebstemperatur	+5° C - +40° C	
Lagertemperatur	-20° C - +55° C	
Relative Luftfeuchte	5 % - 93 %	
Atmosphärischer Druck	86 kPa - 106 kPa	



Lieferprogramm	Finger-Pulsoximeter	Maße (BxHxT)	Gewicht
AEROcheck®	P011-FCH	60 x 34 x 38 mm	60 g (inkl. Batterien)
Best.-Nr.	Beschreibung		
HP011-FCH	AEROcheck® - P011-FCH, Für Erwachsene und Kinder, Dual-Color OLED-Display mit 6 Display-Modi und Abschaltautomatik, inkl. Nylon-Schutztasche sowie 2 x AAA Alkaline Batterien		