



## Nuvo lite Mark 5 Sauerstoff-Konzentrator

### Die Vorteile

EDITION 1/2009

- ▲ geringes Gewicht von 13,6 kg
- ▲ Raumsparendes und handliches Design mit integriertem Tragegriff
- ▲ Floweinstellknopf feststellbar
- ▲ Flow von 0,125 bis 5 l/min regelbar
- ▲ Schneller, rückseitiger Zugang zu Filter und Betriebsstundenzähler

## Die Technik des Nuvo lite Mark 5



Floweinstellung -  
blockierbar und für die Pädiatrie

**CE** 0413



Schlauchanschluss



Sicherungschalter

### Bestellangaben

#### Art.-Nr.

14 111 211	Konzentrator Nuvo lite Mark 5
14 111 220	Hauptfilter
14 111 222	Vorfilterfließ
14 090 329	Bakterienfilter
14 090 417	Einmal-Anfeuchterflasche
14 090 510	Nasenbrille mit 2,1 m Schlauch

### Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V, 50 Hz
Sicherung:	5 A
Leistungsaufnahme:	290 W
O <sub>2</sub> Konzentration:	bei 2 l/min: >90 % bei 5 l/min: 90 % (+6,5% - 3%)
Betriebsgeräusch:	<40 dBA
Lagertemperatur:	-20 bis +60 °C
Umgebungstemperatur:	+5 bis +40 °C
Gewicht:	13 kg
Abmessungen (BxHxT):	35 x 22 x 58 cm
Arbeitsprinzip:	PSA (pressure swing absorption)
Normen:	ISO 8359, EN 60601-1
Medizinprodukteklasse:	IIb
CE Zeichen:	CE0413
Garantie:	5 Jahre
Hersteller:	Nidek, Birmingham, AL 35217 USA
Vertrieb:	GCE GmbH, 36039 Fulda, Germany

Nuvo lite Mark 5 finden Sie bei: