



### Sauerstoff: Überall dort, wo Sie gerne sind

Der **Platinum Mobile** Sauerstoffkonzentrator von Invacare ist der ideale Begleiter für alle, die gerne aktiv sind und es bleiben wollen. Reiselustigen Sauerstoff-Patienten sind damit keine Grenzen mehr gesetzt. Modernste **Sensi-Pulse™** Dosierung liefert ausschließlich klinisch effizienten Sauerstoff, der auch anspruchsvollste Nutzer optimal versorgt. Attraktives Design und benutzerfreundliche Bedienung vereinen sich beim **Platinum Mobile** in einem kompakten, leichten und robusten Gehäuse.

- Wasserbeständig (IP22)
- Widerstandsfähig
- Benutzerfreundlich
- Kompakt und leicht

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®



**Platinum Mobile**  
Bedienoberfläche und  
Display



**Platinum Mobile mit**  
Tragetasche und zwei  
Trageriemen

## Eigenschaften

- ≤ 40 dB bei Einstellung 2
- max. Reichweite > 10 Stunden bei Verwendung von 2 Akkus
- tragbarer Sauerstoffkonzentrator
- liefert klinisch effizienten Sauerstoff dank Sensi-Pulse™ Dosierung
- einfache Bedienoberfläche
- 4 Puls-Dosierungs-Einstellungen
- Ladezeit: Ein Akku - 2 Std 20 Min, 2 Akkus - 4 Std 40 Min

## Technische Daten

<b>Platinum Mobile</b>					
	≤ 40 dB(A)	2,2 kg Konzentrator 0,45 kg Zusatz-Akku	239 mm	188 mm	94 mm

<b>Platinum Mobile</b>		
	Pulsdosierung Einstellungen: 1-4 bis zu 880 ml pro Minute	87 % - 95,6 %



1/ Konform gemäß der Richtlinie zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe

2/ Konform gemäß der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – RoHS (2011/65/EU).

Invacare GmbH  
Alemannenstraße 10  
88316 Isny / Deutschland  
Telefon +49 7562 700-0  
Fax +49 7562 700-66  
E-Mail kontakt@invacare.com  
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH  
Herzog-Odilo-Straße 101  
5310 Mondsee-Tiefgraben /  
Österreich  
Telefon +43 6232 5535-0  
E-Mail austria@invacare.at  
www.invacare.at

Invacare AG  
Benkenstr. 260  
4108 Witterswill / Schweiz  
Telefon +41 61487 708-0  
E-Mail switzerland@invacare.com  
www.invacare.ch

© 2016 Invacare International Sàrl.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen unserer  
Produkte sowie Druckfehler und  
Farbabweichungen behalten wir  
uns vor.

Stand 09/2016



**Yes, you can.®**