



**CLARIO bietet wichtige Vorteile:**

- ▲ Einzigartiges Hygienekonzept
- ▲ Mehr Mobilität
- ▲ Einfachste Anwendung

**CLARIO -  
die Homecare  
Absaugpumpe**

## CLARIO - technologisch und qualitativ den entscheidenden Schritt voraus

### CLARIO - die Homecare Pumpe

#### Dreifaches Hygienekonzept

- 3 Vakuumeinstellungen** min - 125 mm Hg  
 med. - 250 mm Hg  
 max. - 550 mm Hg

**Saugleistung 15 l/min**

**Sicherheitskammer**

**Behälterset inklusive**

**2 Jahre Garantie**



- ▲ klare Einstellungen einfach zu bedienen und einfach zu erklären
- ▲ Leicht und kompakt handliche 2 kg für einfachen Transport
- ▲ Sicherheitskammer mit 3-stufiger Vakuumeinstellung
- ▲ Behälterset optimale Größe für schnellen Vakuumaufbau
- ▲ Membransystem verhindert Überlauf ins Innere der Pumpe

**14114200**

#### Clario Homecare Pumpe - Standardversion



- Einweg-Schlauch mit Fingertip
- 2 Gebrauchsanweisungen
- Hilfsmittelnummer 01.24.01.1009

**14114201**

#### Clario Homecare Pumpe – AC/DC-Version

- AC/DC Pumpe
- Einweg-Schlauch mit Fingertip
- 2 Gebrauchsanweisungen
- Hilfsmittelnummer 01.24.02.0012

## Clario - Homecare Absaugpumpe

### 14114202 Behälterset

---



Sekretabsaugbehälter 0,5 Liter  
Deckel mit Stöpsel  
Schwimmer  
VE 1 Stück, nicht autoklavierbar

### 14114203 Sicherheitskammer

---



Gehäuse Sicherheitskammer  
Deckel Sicherheitskammer  
2 Ventilscheiben  
VE 1 Stück, nicht autoklavierbar

### 14114210 Einweg-Absaugschlauch mit Fingertip

---



Länge 150 cm  
VE 1 Stück, Einmalartikel

### 14114204 NiMH Batterie

---



VE 1 Stück

### 14114205 Auto Anschlusskabel

---



VE 1 Stück

### 14114206 Softcase Tragetasche

---



VE 1 Stück

### 14114207 Manometer

---



VE 1 Stück, nicht autoklavierbar

### 14114208 Ersatz Ventilscheiben

---



10 Stück im Beutel  
nicht autoklavierbar

### 14114209 Ersatz O-Ringe

---



10 Stück im Beutel  
nicht autoklavierbar

## Clario - Homecare Absaugpumpe

**Freie Atemwege - zu Hause und unterwegs  
Hygienisch, mobil und einfach**



### Einzigartiges Hygienekonzept

Nichts ist schlimmer als Sekretüberlauf. Dank dem einzigartigen Hygienekonzept der Clario gehört das der Vergangenheit an. Zum einen dient der Schwimmer im Behälter als Überlaufschutz. Sollte dieser fehlen; werden die Sekrete von der Sicherheitskammer aufgefangen. Zum anderen verhindert das Membransystem jegliches Eindringen von Sekreten ins Innere der Pumpe – ein Überlaufilter ist nicht nötig.

### Mehr Mobilität

Nehmen Sie Ihre Clario einfach mit. Mit nur 2 kg, inklusive Batterie, wird diese kleine Absaugpumpe Sie überallhin begleiten. Die Clario kann mit Netzkabel, Autoanschlusskabel oder mit Akku betrieben werden. Dieser langlebige Akku ist sicher gegen Überladung und kann uneingeschränkt am Stromkreis angeschlossen bleiben. In der handlichen Transporttasche gewährleistet Clario mühelose Mobilität – endlich eine Absaugpumpe, die sich Ihrer Mobilität anpasst.

### Einfachste Bedienung

Clario ist besonders einfach zu bedienen. Es gibt nur zwei Bedienelemente: der Ein/Ausschalter und ein Regler mit drei Vakuumpositionen. Dadurch können Sie die Saugstärke einfach und jederzeit wiederholbar einstellen. Der Behälter ist direkt an der Sicherheitskammer befestigt – es gibt keine verwechselbaren Schlauchverbindungen.

### Art.-Nr. Produkt

14.114.200	Absaugpumpe Clario 250V Netzbetrieb
14.114.201	Absaugpumpe Clario Netz/ Akkubetrieb
14.114.202	Behälterset für Clario
14.114.203	Sicherheitskammer für Clario
14.114.204	Ersatzakku für Clario
14.114.205	Auto Anschlusskabel 12 V
14.114.206	Tragetasche "Softcase" für Clario
14.114.207	Manometer für Clario
14.114.208	Ersatz Ventilscheiben für Clario, 10 Stck
14.114.209	Ersatz O-Ringe für Clario, 10 Stck
14.114.210	Absaugschlauch 150 cm mit Fingertip, steril
14.104.012	Gebrauchsanleitung für Clario
14.104.013	Prospekt Clario
14.104.014	Kurzbedienungsanleitung Clario
14.114.212	Wiedereinsatzkit Clario, besteht aus: Behälterset, Kammer, Bed. Anleitung, Absaugschlauch, Kurzbedienungsanleitung

### Technische Daten

Vakuum:	min -125 mm HG -17 kPa
	min -250 mm HG -33 kPa
	min -550 mm HG -73 kPa
Flow:	15 l/min
Betriebsspannung:	100–240 VAC/50–60 Hz/40 W
Abmessungen:	223 x 255 x 95 mm
Gewicht:	AC 1,7 kg
	AC/DC 2,0 kg
Batterie:	Saugdauer 60 – 80 min
	Ladedauer ca. 5 h
Schutzklassen:	Direktive (93/42/EWG), Klasse IIa
Normen:	ISO 9001, ISO 13485
Geräuschpegel:	62 dB(A)
Hersteller:	Medela AG, CH-6341 Buar
CE-Kennzeichnung:	CE1023