

Bonsai



Das effiziente Bonsai Sauerstoff-Sparsystem

Sparen Sie Zeit und Geld mit dem Bonsai Sauerstoff-Sparsystem. Es ermöglicht eine Einsparrate im Verhältnis von bis zu 6:1 und kann Dank der pneumatischen Funktionsweise ohne Batterien in Betrieb genommen werden. Damit zählt das Bonsai zu den effizientesten und kostengünstigsten Geräten am Markt.

- Einsparpotenzial im Verhältnis von bis zu 6:1
Basierend auf einer Atemfrequenz zwischen 14–40 BPM.
- 7 Einstellungsstufen und 1 Dauerflowstufe (2l/min CF)
- Wartungsfrei
- Hoher Atemfrequenzbereich bis 40 BPM bei gleicher Bolusmenge, um das Risiko der Ent sättigung bei Patientenaktivität zu verringern
- Keine Batterien notwendig, dadurch reduzieren sich langfristig Kosten
- Leicht und kompakt

Bonsai Nutzungsdauer* in Stunden angezeigt

		Einstellung							Dauerflow 2 LPM
		1	2	3	4	5	6	7	
Flaschentyp	Flaschen- volumen	<i>*Erwartete Flaschennutzungsdauer in Stunden (basierend auf 20 Atemzüge die Minute)</i>							
M2	36 Liter	2,3	1,4	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3
M4(A)	113 Liter	7,2	4,3	2,9	2,4	2,0	1,8	1,6	0,9
M6(B)	164 Liter	10,5	6,2	4,3	3,5	3,0	2,6	2,4	1,4
ML6	171 Liter	11,0	6,5	4,5	3,7	3,1	2,7	2,5	1,4
M7	198 Liter	12,7	7,5	5,2	4,2	3,6	3,2	2,8	1,7
M9(C)	246 Liter	15,8	9,3	6,4	5,3	4,5	3,9	3,5	2,1
D**	425 Liter	27,2	16,1	11,1	9,1	7,7	6,8	6,1	3,5
E	680 Liter	43,6	25,8	17,7	14,5	12,3	10,9	9,8	3,7

**Entspricht ca. dem Flaschenvolumen einer 2l Sauerstoffflasche mit 200 bar.

Technische Daten

Abmessungen (Länge x Durchmesser)

13,5cm x 5,6cm

Gewicht

283 Gramm

Funktionsweise

Gepulste Sauerstoffabgabe oder wahlweise Dauerflow (CF)

Dauerflow Sicherstellung

2,0 LPM

Maximale Atemfrequenz

40 Atemzüge pro Minute

Energieversorgung

Pneumatisches System, keine Batterien notwendig

Einsparpotenzial

Bis zu 6:1

Kanülenart

Einlumige Nasenkanüle

Druckbereich

200 bar

Hilfsmittelverzeichnis-Nr.

14.24.05.8005

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Straße 3
68309 Mannheim
Deutschland
Tel. + 49 (0) 621/17898-0
Fax + 49 (0) 621/17898-220
www.devilbisshc.com
kontakt@devilbisshc.com

Fachhändler:

DeVilbiss Healthcare arbeitet stetig an der Verbesserung der eigenen Produkte, daher behalten wir uns das Recht vor, Einzelheiten jederzeit ohne Ankündigung zu verändern.

08/16-V02-IH-000961002

CE 0086