

## Bestellinformationen

Bezeichnung	VE	Hilfsmittelnummer	PZN	Bestell-Nr.
scian NB-215C Kompressor-Vernebler	1	14.24.01.0900	14240340	37774

## Zubehör

Bezeichnung	VE	Hilfsmittelnummer	PZN	Bestell-Nr.
scian NB-215C Kompressor-Vernebler-Set (Year-Set)	1	14.99.99.1038	14438415	37940
scian NB-215C Kompressor-Vernebler Luftfilter	4	14.99.99.1900	14438384	37941
scian NB-215C Kompressor-Vernebler Kindermaske	1	14.99.99.1900	14438390	37942
scian NB-215C Kompressor-Vernebler Kindermaske klein	1	14.99.99.1900	14438409	37943
INTERSURGICAL Inhalationsset Tracheo	1	14.99.99.1038	–	30198
INTERSURGICAL Inhalationsset 15 mm T-Stück	1	14.99.99.1038	–	30356
INTERSURGICAL Inhalationsset Nasenatmer Erw	30	14.99.99.1038	–	37348
INTERSURGICAL Inhalationsset Nasenatmer Kind	1	14.99.99.1038	–	37406
Silikonmaske, rund (Größe: 0 / Kind)	1	14.99.99.0013	–	19362
Silikonmaske, rund (Größe: 1 / Erwachsener)	1	14.99.99.0013	–	11439



## scian NB-215C Kompressor-Vernebler



# scian NB-215C

## Kompressor-Vernebler

### Für eine einfache und effektive Inhalation

Der **scian NB-215C** Kompressor-Vernebler wurde für die Behandlung von Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege wie z.B. Erkältungen, Asthma, Allergien und anderen Atemwegserkrankungen entwickelt.

Er ist auf Grund seiner Größe und Kompaktheit für den Einsatz in der häuslichen Umgebung – aber auch in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern – bestens geeignet.



### Eigenschaften

- Einfache Bedienung und Inbetriebnahme
- Optimal für die tägliche Anwendung
- Geräuscharm
- Tragegriff für einen einfachen Transport
- Einsetzbar bei Kindern und Erwachsenen

### Ausführungen und Lieferumfang

- 1 scian NB-215C Kompressor-Vernebler
- 1 Verneblereinheit
- 1 Verneblermaske Erwachsene
- 1 Druckluftschlauch
- 1 Inhalatormundstück
- 4 Luftfilter

### Spezifikationen Kompressor-Vernebler

Abmessungen:	140 mm x 90 mm x 190 mm
Betriebsspannung:	230 V Wechselstrom 50 Hz
Betriebsart:	20 Min. ein / 40 Min. aus
Freier Durchflussbereich:	16 bis 23,5 l/min.
Nennleistung	60 W
Geräuschpegel	≤ 65 dB
Gewicht:	1,2 kg

### Spezifikationen Vernebler

Maximales Füllvolumen	10 ml
Verneblungsrate:	0,2 ml/min.
Partikelgröße:	≤ 5 µm