



MedizinTechnik



ATMOS LC 27

Erleichtert Ihre alltägliche
Atemwegsabsaugung

ATMOS LC 27

Sicheres
Absaugen



ADROS LC 27



Ein Atemwegssauger. Viele Vorteile.

Wir haben uns nicht nur selbst gefragt, was die Vorteile sein sollten, sondern vor allem die Menschen, die auf einen Atemwegssauger angewiesen sind bzw. die täglich damit arbeiten. Zu den häufigsten Antworten zählten „selbsterklärend“ und „schnell einsetzbar“, aber auch „sicher“ und „mobil“.

Davon inspiriert und angetrieben, haben wir uns unser über Jahrzehnte gesammeltes Wissen im Bereich der Atemwegsabsaugung zu Grunde gelegt und einen neuen Atemwegssauger für die häusliche und ambulante Pflege entwickelt: den **ATMOS LC 27**.

Er wird Ihnen helfen, lebensnotwendige Atemwegsabsaugungen sicher und einfach durchzuführen. Durch ihn wird sich Ihr Aufwand deutlich reduzieren. Und er wird sich perfekt in Ihr Umfeld integrieren.

Bedienung? Intuitiv und sicher.


Der neue **ATMOS LC 27** hat nicht viele Bedienelemente, sondern genau die, die Sie benötigen. Diese sind blau eingefärbt und so angelegt, dass Sie als Anwender bei der Durchführung der Atemwegsabsaugung Nichts falsch machen können.





Absauggerät ein-/ausschalten

Erfolgt über eine einzige Taste und ist auch ohne direkten Sichtkontakt möglich. So können Sie sich voll und ganz auf den korrekten Umgang mit dem Absaugschlauch und dem Katheter konzentrieren.




Behälter abnehmen/anschießen

Dank der intuitiv zu bedienenden Entriegelungstaste lässt sich der Einpatienten-Sekretbehälter einfach entfernen. Das Anschließen geht noch leichter: den Einpatienten-Sekretbehälter einfach an das Gerät anklicken.



Vakuum einstellen

Dank des leicht zu bedienenden Vakuumreglers kann das Vakuum patientenindividuell eingestellt werden. Die Vakuumleistung kann an einem übersichtlichen Manometer präzise abgelesen werden.



Absaugschlauch anschließen

Erfolgt über den von ATMOS entwickelten Schlauchanschluss. Einfach den Absaugschlauch anstecken, festdrehen, fertig!

Passend
für jeden
Alltag





Aussehen? Funktional und zeitlos.

Dank seinem schlichten Design und seinen kompakten Maßen lässt sich der neue **ATMOS LC 27** in nahezu jede Umgebung wunderbar integrieren. Somit bleibt er stets unauffällig, ist aber sofort zur Hand, wenn er von Ihnen benötigt wird.



Sofort
wieder
einsatz-
fähig



Reinigung? Schnell und einfach.

Eine der Prämissen bei der Entwicklung des neuen **ATMOS LC 27** lautete: Die Reinigung des Sekretbehälters darf keine Sekunde länger dauern als nötig. Aus diesem Grund verfügt der **ATMOS LC 27** über einen ergonomisch geformten Sekretbehälter, der einhändig vom Atemwegssauger entfernt und mit Hilfe von handelsüblichen Reinigungsmitteln gesäubert werden kann - entweder von Hand oder ganz einfach in der Spülmaschine.



An elderly couple is sitting on a wooden park bench, looking towards the right. The man is wearing a light-colored shirt and glasses, and the woman is wearing a blue and white striped sweater. A black travel bag with a blue zipper and a small logo is sitting on the bench next to them. A walking stick is leaning against the bench. The background is a lush green park with trees and a paved path.

Mobil mit
passender
Trage-
tasche

Unterwegs absaugen? Kein Problem.

Gerade Patienten, die mobil sind, wünschen sich eine Absauglösung, mit der sie auch unterwegs eine Atemwegsabsaugung durchführen können. Aus diesem Grund ist der **ATMOS LC 27** nicht nur in netzabhängiger Ausführung, sondern auch mit Akku erhältlich. Dank seines geringen Gewichts von 3,5 kg und der passenden Tragetasche lässt sich der Atemwegssauger überall hin mitnehmen. Der leistungsstarker Akku garantiert, dass der **ATMOS LC 27** auch unterwegs schnell einsatzbereit ist und über 60 Minuten eingesetzt werden kann.



Ihr Ansprechpartner



MedizinTechnik



ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16

79853 Lenzkirch / Germany

Tel: +49 7653 689-0

info@atmosmed.de

www.atmosmed.link/LC27-patient

