



SERVOX Air Pro Mesh Nebulizer

Für eine adäquate und
vielseitige Inhalation

SERVOX Air Pro Mesh Nebulizer

Der kleine Mesh-Vernebler für eine adäquate und vielseitige Inhalation.

Mit dem **SERVOX Air Pro Mesh Nebulizer** können Flüssigkeiten und wasserlösliche Medikamente effektiv vernebelt werden.

Er ist somit ein perfekter Begleiter, wenn es um die Inhalation bei verschiedenen Atemwegserkrankungen wie z. B. obstruktive Lungenerkrankung (COPD) geht. Außerdem stellt er eine wertvolle Ergänzung bei der Therapie von Entzündungen der Atemwege dar. Er unterstützt durch seinen feinen Nebel die Verflüssigung von Trachealsekreten.

Der **SERVOX Air Pro Mesh Nebulizer** ist sowohl im häuslichen als auch klinischen Bereich einsetzbar.



Eigenschaften

- Einfache Handhabung
- Akkubetrieb bis zu 60 Minuten
- Akku über das mitgelieferte Mini-USB- Kabel + Netzteil wiederaufladbar
- Geeignet für den täglichen Einsatz bei Erwachsenen und Kindern
- Handlich klein und ideal für unterwegs
- Flüsterleise

Technische Daten

Merkmale	
Abmessungen:	37,6 x 37,6 x 97,7 mm
Stromversorgung	DC 4,8 V (Integrierter Lithium-Titanat-Akku) DC 5,0 V mit Netzteil
Gewicht	100 g (inkl. Akku)
Akku-Lebensdauer	ca. 2 Jahre
Maximales Füllvolumen	10 ml
Verneblungsrate	> 0,35 ml/min
Partikelgröße	MMAD < 5µm

Lieferumfang

Vernebler mit Verneblereinheit, Mundstück, Maske Erwachsener, Maske Kind, Mini-USB-Kabel, Netzteil, Etui/Transportbox

Bestellinformationen

Bezeichnung	VE	Hilfsmittelnr.	PZN	Bestell-Nr.
SERVOX Air Pro Mesh Nebulizer Gerät	1	14.24.01.0900	16001409	38610

Ersatzteile und Zubehör auf Anfrage

